

Keratinasa Ker A333



### ¿Qué es?

La queratinasa es una enzima con efecto queratolítico que reconoce las necesidades de la piel y actúa donde es necesario.

Gracias a su tecnología selectiva, favorece de forma natural la renovación de la piel sin causar irritación. Aumenta la permeabilidad y mejora la penetración de otros ingredientes activos.

### Beneficios en la piel:

- Elimina el exceso de células muertas en el estrato córneo sin irritar ni dañar la piel.
- Promueve de forma natural la renovación celular.
- Tecnología selectiva que reconoce las necesidades la piel y actúa donde ésta lo necesita.
- Enzima que degrada específicamente los enlaces peptídicos de las cadenas estructurales de la queratina globular.
- Crea canales que permiten la penetración de los principios activos a capas profundas de la piel.

# pbserum



Proteos Biotech, S.L.  
info@pbserum.com, +34 915 417 001  
4 Osa Mayor Ave., 28023, Madrid, Spain

pbserum

smartker




Única línea facial  
inteligente basada  
en Keratinasa



## EQUILIBRIUM

Indicación: Cronoenvjecimiento

Ingredientes activos: Keratinasa Ker A333, Vitamina A, Vitamina C y Vitamina E



## MULTIVIT

Indicación: Regulación dermosebacea y pieles con tendencia acneica.

Ingredientes activos: Keratinasa Ker A333, Lipasa PB500, Complejo vitamínico B (B1, B3, B5, B6)



## HYALURONIC

Indicación: Déficit de hidratación

Ingredientes activos: Keratinasa Ker A333 y Ácido hialurónico.



## RADIANT

Indicación: Hiperpigmentación

Ingredientes activos: Keratinasa Ker A333, Vitamina C (20%).



## FIRMNESS

Indicación: Pérdida de firmeza

Ingredientes activos: Keratinasa Ker A333, Colagenasa PB220, DMAE, Vitamina C, Ácido hialurónico.




5 viales liofilizados y 5 viales solución reconstituyente.

- Tratamiento enzimático de renovación celular respetuoso con la piel.
- Eficaz aliado que mejora hasta 4 veces la penetración de otros activos.
- De fácil y versátil aplicación en sinergia con aparatología y otros procedimientos.




### Zona

Cara y cuello



Una vez por semana durante 5 semanas para obtener un resultado óptimo.



Puede aplicarse con masaje manual o usarse en sinergia con aparatología.